


# Autotome™ RX

Sphinctérotome de cannulation



## DISPOSITIF DE VERROUILLAGE RX†

Le fil-guide se verrouille sur l'endoscope pour maintenir l'accès

- ◆ Accepte un fil-guide court de 260 cm ou un fil-guide standard de 450 cm pour répondre aux préférences de technique du médecin
- ◆ Le fil-guide peut être verrouillé et déverrouillé à tout moment pendant la procédure
- ◆ Facilite l'échange de dispositif, l'injection du produit de contraste et le traitement biliaire
- ◆ RX 39 compatible avec un fil-guide de 0.025", RX 44 et RX 49 compatibles avec un fil-guide de 0.035"



## SPHINCTEROTOME DE CANNULATION AUTOTOME RX\*

Référence	Description	Longueur du fil de résection (mm)	Longueur de l'extrémité (mm)	Diam. ext. de l'extrémité (Fr)	Fil-guide recommandé*
M005 <b>45150</b>	Autotome RX 49	20	5	4.9	Fil-guide Hydra Jagwire™ 0.035"
M005 <b>45160</b>	Autotome RX 49	30	5	4.9	Fil-guide Hydra Jagwire 0.035"
M005 <b>45170</b>	Autotome RX 44	20	5	4.4	Fil-guide Hydra Jagwire 0.035"
M005 <b>45180</b>	Autotome RX 44	30	5	4.4	Fil-guide Hydra Jagwire 0.035"
M005 <b>45190</b>	Autotome RX 39	20	5	3.9	Fil-guide Jagwire™ 0.025"
M005 <b>45200</b>	Autotome RX 39	30	5	3.9	Fil-guide Jagwire 0.025"

\* Compatible avec les cordons Universal Active Cords

**Direction Européenne – Paris**  
T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

**Afrique du Sud**  
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

**Allemagne** (Appel gratuit)  
T: 0800 072 3303 F: 0800 072 3319

**Argentine**  
T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550

**Australie/Nouvelle Zélande**  
T: +61 2 8336 5555 F: +61 2 9316 5528

**Autriche**  
T: +43 1 726 30 05 1022 F: +43 1 726 30 05 1030

**Balkans**  
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836

**Belgique** (Appel gratuit)  
T: 080094 494 F: 080093 343

**Brazil**  
T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

**Bulgarie**  
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09

**Canada**  
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

**Chili**  
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915

**Chine – Beijing**  
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566

**Chine – Guangzhou**  
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789

**Chine – Shanghai**  
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100

**Colombie**  
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761

**Corée**  
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

**Danemark** (Appel gratuit)  
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

**Espagne**  
T: +34 901 11 12 15 F: +34 93 405 9045

**Finlande** (Appel gratuit)  
T: 09 622 42 85 F: 09 622 42 86

**France**  
T: +33 1 39 30 49 30 F: +33 1 39 30 49 31

**Grande Bretagne & Irlande**  
T: +44 1727 866533 F: +44 1727 830371

**Grèce**  
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836

**Hong Kong**  
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276

**Hongrie**  
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

**Inde – Bangalore**  
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106

**Inde – Chennai**  
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

**Inde – Delhi**  
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024

**Inde – Mumbai**  
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783

**Italie**  
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

**Les Pays-Bas**  
T: +31 43 356 8260 F: +31 43 356 8265

**Malaisie**  
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866

**Mexique**  
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

**Moyen-Orient / Golfe Persique / Afrique du Nord**  
T: +961 1 805 262 F: +961 1 805 445

**Norvège** (Appel gratuit)  
T: 800 104 04 F: 800 101 90

**Philippines**  
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047

**Pologne**  
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410

**Portugal**  
T: +351 1 381 25 40 F: +351 1 381 28 29

**République Tchèque**  
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334

**Singapour**  
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

**Suède** (Appel gratuit)  
T: 020 65 25 30 F: 020 65 25 35

**Suisse** (Appel gratuit)  
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787

**Taiwan**  
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

**Thaïlande**  
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818

**Turquie – Ankara**  
T: +90 312 447 98 50 F: +90 312 447 98 54

**Turquie – Istanbul**  
T: +90 212 327 78 00 F: +90 212 327 74 27

**Uruguay**  
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

**Venezuela**  
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328

Toutes les marques déposées mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. AVERTISSEMENT : Conformément à la législation, ce dispositif ne peut être vendu que sous prescription médicale. Les indications, contre-indications, mises en garde et mode d'emploi figurent sur la notice livrée avec chaque dispositif. Informations à n'utiliser que dans les pays avec enregistrements produits des autorités sanitaires applicables. PSST IC 1827 Imprimé au UK par Gosling. †L'avenir dès maintenant.

# Autotome™ RX

Sphinctérotome de cannulation

Boston  
Scientific



RX Biliary System™  
**A difference  
you can feel.™**

Boston  
Scientific

*Delivering what's next.™†*

www.bostonscientific.com

www.bostonscientific.co.uk

www.bostonscientific.de

www.bostonscientific.es

www.bostonscientific.fr

www.bostonscientific.it

www.bostonscientific.nl

RCS Nanterre B420 668 420

© 2006 Boston Scientific Corporation

ou ses filiales. Tous droits réservés.

DINEND2110FA



## RX Biliary System™

A difference you can feel.™

L'endoscope vous indique le chemin, mais c'est votre toucher qui vous amène où vous devez aller. Le dispositif qui constitue le Système RX Biliary a été développé pour faciliter l'accès et le contrôle avec une sensation de réactivité du dispositif qui est réellement...une différence que vous pouvez sentir.

Au fil des ans, Boston Scientific a gagné la confiance et la fidélité des clients du monde entier ayant adopté le système RX Biliary pour une utilisation quotidienne. Notre héritage de succès dans le développement des dispositifs biliaires RX nous a permis de modifier le paysage des procédures de CPRE. En innovant et en sophistiquant nos produits, nous avons mis la facilité de contrôle et d'accès à la portée de vos mains.

# Autotome™ RX

## Sphinctérotome de cannulation

### UN MODELE SOUPLE ET REACTIF

*Direct Wire Technology™: souplesse et réactivité pour aider à une sphinctérotomie précise*

- ◆ Les possibilités d'orientation de l'extrémité et de positionnement du fil de coupe ont été développées pour faciliter la cannulation
- ◆ Gamme de tailles d'extrémités coniques: des tailles d'extrémité de 3.9 Fr, 4.4 Fr et 4.9 Fr pour s'adapter à l'anatomie de chaque patient
- ◆ L'échange sur 5 cm – 7 cm de longueur peut être réalisé par un seul opérateur
- ◆ Option pour une transition en douceur de la technique CPRE sur fil guide classique à la technique sur fil-guide court sans retirer les dispositifs de l'endoscope

### MERGING LUMEN TECHNOLOGY™


*Les lumières proximales fusionnent en une seule lumière distale sur les sphinctérotomes RX 39 et RX 44*

- ◆ Développée pour faciliter l'injection du produit de contraste tout en conservant l'accès du fil-guide dans la lumière ouverte
- ◆ Cela peut aider à réduire le risque d'injection sous-muqueuse en permettant le détournement du flux du produit de contraste

RX 39

RX 44


RX 49



### ORIENTATION DE L'EXTREMITÉ

*Une poignée rotative ergonomique pour un excellent contrôle*

- ◆ Conçue pour aider le mouvement précis de l'extrémité et la manipulation du fil pour faciliter la cannulation
- ◆ Des poignées indiquant le diamètre externe de chaque extrémité pour faciliter la sélection\*



### FLEXCONTROL SYSTEM\*

*Développé pour faciliter une sphinctérotomie précise*

- ◆ Conçu pour faciliter la manipulation du fil-guide et le contrôle de l'érection

\*Autotome RX 39 et sphinctérotome RX 44 uniquement